

03

卵子体外成熟培养液

产品特征

pH值: 7.2-7.5

渗透压摩尔浓度: 275-288mOsmol/kg

体外鼠胚试验: 囊胚形成率 \geq 80%

细菌内毒素: <0.25 EU/mL

过滤除菌: SAL 10^{-3}

2-8 度 (摄氏) 储存



用途

艾尔斯卵子体外成熟培养液用于卵母细胞受精前培养。使用艾尔斯卵子体外成熟培养液获取卵丘细胞-卵子-复合体后在授精前体外培养3-6小时, 可使卵子质量提高; 也可以培养获取的未成熟卵在体外培养24-48小时使卵子体外成熟。卵子体外成熟培养液和其它艾尔斯产品一起使用可以有效地生产优质胚胎(囊胚)

产品名称	产品型号	规格
卵子体外成熟培养液	RC - 1060	1 × 50 mL