

颗粒细胞去除液

产品特征

pH值: 7.2-7.5

渗透压摩尔浓度: 265-295mOsmol/kg

体外鼠胚试验: 囊胚形成率 \geq 80%

细菌内毒素: <0.25 EU/mL

过滤除菌: SAL 10^{-3}

2-8 度 (摄氏) 储存



用途

用于辅助生殖技术中去除卵子颗粒细胞
艾尔斯颗粒细胞去除液不需要5%二氧化碳平衡，加热至37°C即可使用

产品名称	产品型号	规格
颗粒细胞去除液	RC - 1111	4 × 1 mL